

LABORATOIRE 2M CONTACT

ROSE K IC

lentille rigide



CIBA VISION

Dailies® All Day Comfort Toric

lentille souple jetable journalière à usage unique



COOPERVISION

Proclear Multifocal Toric

lentille souple à renouvellement fréquent



● Matériau	● Boston XO / Boston XO2 (filtre UV)	● Nelfilcon A	● Omafilcon A HEMA / PC Phosphorylcholine
● Groupe FDA	●	● 2	●
● Teinte de manipulation	● Violette / verte	● Visitint	● Bleutée
● Hydrophilie	●	● 69%	● 59%
● Dk	● 100 / 141 (Iso / Fatt)	● 26	● 25
● Fabrication	● Tournage - Polissage	● Moulage Lightstream Technology™	● Sur-mesure
● Géométrie	● Asphérique. Dégagements à aplatissements variables. 4 types d'aplatissement : Standard, Resserré, Rapide, Très rapide	● Tricourbe sur les deux faces + face postérieure torique Traits repères + indicateur d'inversion	● Sphéro-asphérique Lentille «D» Distance Lentille «N» Near
● Épaisseur e_c	● 0,10 à 0,18 mm pour puissances - ≥ 0,20 mm pour toutes puissances +	● 0,10 mm	● D : 0,18 mm - N : 0,15 mm
● Dk/e_c	●	● 26	● Variable lentille D et N
● Diamètre \varnothing_0	● Fonction de F'v	●	●
● Diamètre \varnothing_T	● 9,40 à 12,00 mm Diamètre standard : 10,40 mm	● 14,20 mm	● 14,40 mm
● Rayons r_0	● 6,00 à 9,00 mm par 0,05	● 8,60 mm	● 8,40 / 8,80 mm
● Stabilisation	●	● Stabilisation dynamique double zone d'allègement, tore interne, chanfrein	● Stabilisation multidynamique : Tore interne, prisme ballast, zone lenticulaire décentrée, supérieure. 2 points repères à l'horizontale.
● Puissance F'_v	● Toutes possibilités	● -8,00 mm à -6,50 mm par 0,50 d -6,00 à +4,00 d par 0,25 Cylindres : -0,75 / -1,50 d Axes : 20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°	● Sphères : -20,00 à +20,00 d (par 0,50 d au delà de +6,50) Cylindres : -0,75 à -5,75 d par 0,50 Axes : 0° à 180° par 5° Addition : +1,00 / +1,50 / +2,00 / +2,50 2 lentilles complémentaires N et D en vision simultanée
● Adaptation	● r_0 première lentille d'essai en fonction de la topographie, en général 0,30 mm plus cambré que le Km. Lentille de prêt d'après kératométrie et réfraction sphéro-cylindrique (si mesurables)	● Rayon unique	● Diamètre et rayon uniques
● Type et durée de port	● Port diurne	● Port journalier	● Port journalier
● Renouvellement	● ≤ 2 ans	● Usage unique	● Mensuel
● Entretien	● Oui	● Non	● Oui - Solutions Multifonctions CONCERTO Plus ou solutions oxydantes
● Conditionnement	● Etui à l'unité	● Boîte de 30 ou 90 lentilles	● Boîte de 3 lentilles
● Indications	● Equipement des cornées irrégulières. Convient pour toutes les cornées affectées d'une irrégularité quelle qu'en soit la cause (post-traumatique, post-chirurgie réfractive ou réparatrice).	● Astigmatisme	● Presbytie avec astigmatisme