

Ophthalmic

Ophthalmic Max2

lentille souple à renouvellement fréquent



PRECILENS

Absolute

lentille souple à renouvellement fréquent



● Matériau	● Permofilcon A + Filtre UV Silicone hydrogel	● Silicone Hydrogel : SILIKOFILCON A
● Groupe FDA	● 1	● 1
● Teinte de manipulation	● Bleutée	● Bleutée
● Hydrophilie	● 46%	● 48 %
● Module de Young	● 0,50 MPa	● 0,75 MPa
● Dk	● 100	● 128
● Fabrication	● Moulage (Bords adoucis)	● Nano Geometry™ moulage nanométrique
● Géométrie	● Asphérique antérieure Monocourbe postérieure	● Face avant asphérique
● Épaisseur e_c	● 0,08 mm (- 3,00 d)	● 0,08 mm
● Dk/e_c	● 125	● 160
● Diamètre \varnothing_{a0}	●	● 8,00 mm
● Diamètre \varnothing_T	● 14,20 mm	● 14,00 mm
● Stabilisation	●	●
● Rayons r_0	● (-) 8,50 mm / (+) 8,40 mm	● 8,60 mm
● Puissance F_v	● Sphères : - 12,00 à - 6,00 d par 0,50 - 6,00 à - 0,25 d par 0,25 + 0,25 à + 6,00 d par 0,25 + 6,00 à + 8,00 d par 0,50	● - 12,00 à - 6,00 d par 0,50 - 6,00 à + 6,00 d par 0,25 + 6,00 à + 8,00 d par 0,50
● Adaptation	● Km de 7,40 à 8,20	● Km de 7,30 à 8,10
● Type et durée de port	● Port journalier	● Port journalier (possibilité de port flexible jusqu'à 29 nuits sur avis médical)
● Renouvellement	● Bi-mensuel (15 jours)	● Mensuel
● Entretien	● JAZZ Silicone - JAZZ AquaSilk - JAZZ PerOxyde 2h	● Solution Precilens Multifonctions ou solution pour lentilles souples
● Conditionnement	● Boîte de 6 lentilles de même puissance	● Boîte de 6 lentilles ou Pack de 6 mois
● Indications	● Amétropie sphérique Presbytie (monovision)	● Amétropie sphérique

Édité par PGRS : 05 61 00 54 61
293, route de Seysses 31100 Toulouse

Directeur de la publication :
Gérard Reboul

Impression :
sur les presses de l'imprimerie Grapho 12,
Villefranche de Rouergue

Réalisation : Ecran Bleu
Dépôt légal 2^e trimestre 2010
Tous droits de reproduction réservés
Encres végétales, papier blanchi sans chlore

Numéro ISSN : 1169 - 9310

