

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				par 0,25 d	par 0,50 d	-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+20	+30			
AX	47	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	11,00	toutes possibilités par 0,05	Enfant - Mégalo-cornée - Greffe de cornée Déformation cornéenne
AX TE / TI / BI	48	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	11,00	toutes possibilités par 0,05	Enfant - Mégalo-cornée - Greffe de cornée Déformation cornéenne - Astigmatisme cornéen et interne
B4P	63	MENICON	LR																		10,00 / 10,50 / 11,00 / 11,50 / 12,00	\varnothing_T 10,00 et 10,50 : 6,50 à 9,00 par 0,05 \varnothing_T 11,00 : 7,20 à 9,00 par 0,05 \varnothing_T 11,50 et 12,00 : 7,25 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier
B4PM	63	MENICON	LR																		11,00 / 11,50 / 12,00	\varnothing_T 11,00 : 7,20 à 9,00 par 0,05 \varnothing_T 11,50 et 12,00 : 7,25 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier
COMPO	37	C.V.E.	LR / LS																		14,00 souple 8,10 rigide	souple : 8,00 / 8,30 / 8,60 / 8,80 rigide : 7,00 à 9,00 par 0,05	Amétropie sphérique, astigmatisme cornéen, kératocône. Indications traditionnelles d'une lentille rigide avec complications techniques ou rejet de la part du patient. Adaptation après traumatisme ou greffe de cornée
DURASOFT PROTHÉTIQUE	23	CIBA VISION	LS																		14,50	8,30 / 8,60 / 8,90	Anomalies de l'iris, de la cornée, photophobie
IGEL PROTHÈSE	37	C.V.E.	LS	Toutes possibilités																	toutes possibilités	toutes possibilités	Cosmétique et médicale
IRIS PEINT	37	C.V.E.	LS	Toutes possibilités																	toutes possibilités	toutes possibilités	Cosmétique et médicale
IRIS PEINT	43	EUROPTIC	LS	Toutes possibilités Torique possible																	14,00 / 14,50	8,00 à 9,20 par 0,10	Lentille cosmétique et thérapeutique
JANUS II	8	ARCADIA	LR / LS	 autres sur commande																	14,00	7,30 à 8,40 par 0,10 (autres r_0 sur commande)	Astigmatisme cornéen - Amétropie sphérique - Kératocône Kératoplastie - Suite traumatismes cornéens - Suite greffe de cornée
K	25	CONTAGEL	LR																		8,00 ou 8,50 (autre sur simple demande)	5,50 à 7,50 par 0,10	Kératocône
K3	62	MENICON	LR																		8,50	5,00 à 6,90 par 0,05	Kératocône centré
K4™ / K5® / K8.50®	55	2M CONTACT	LR	Toutes possibilités																	K4 : 8,20 à 8,60 K5 : 8,50 K8.50 : 8,50	toutes possibilités	Kératocône
KERA TRICOURBE	34	CORNELIA CONTACT	LR																		8,00 / 9,00 / 11,00	5,00 à 8,00 par 0,05	Kératocône de stade 1 à 4

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																		\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				par 0,25 d		par 0,50 d		-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+20			
OCK.3	65	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		8,50	5,20 à 7,20 par 0,05	Kératocône stade 3, 4
OCK.5	65	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		9,00 / 9,20 / 9,50	4,50 à 7,80 par 0,05	Kératocône stade 1, 2, 3, 4
OCK.930	65	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		9,30	5,20 à 7,20 par 0,05	Kératocône stade 3, 4
OCK.1080	66	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		10,80	6,10 à 7,20 par 0,05	Kératocône stade 3, 4
OCK.1100	66	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		11,00	6,80 à 7,80 par 0,05	Kératocône stade 1, 2, 3
ORTHO-K SLEEP & SEE	83	TECHNO-LENS	LR	+ 0,75 Correction : -0,75 à -4,50 (autre sur demande)																		10,00 à 11,60	7,50 à 10,00 par 0,05	Correction de la myopie par orthokératologie
PERMO + KÉRATOCÔNE	23	CIBA VISION	LR	-25 à +25																		7,00 à 12,00 par 0,10	5,00 à 9,00 par 0,05	Kératocône
PK1 - PK2	9	ARCADIA	LR	0 autres puissances sur commande																		PK1 : 8,00 PK2 : 7,80	PK1 : 7,00 à 7,50 par 0,05 PK2 : 5,00 à 6,90 par 0,05	Kératocône
PR2K	78	PRECILENS	LR	-30 à +10																		8,50 autres : voir laboratoire	5,00 à 7,60 par 0,05	Kératocône stade 3, 4 Dégagements ++
PRE DI	76	PRECILENS	LR	-30 à +10																		9,60 à 10,20 par 0,30	6,50 à 10,50 par 0,05	Post chirurgicale
PREK	77	PRECILENS	LR	-30 à +10																		standard : 9,30	6,50 à 8,00 par 0,10	Kératocône débutant stade 1, 2
PRK	78	PRECILENS	LR	-30 à +10																		8,50 / 10,50	\varnothing_T 8,50 : de 6,00 à 7,50 par 0,10 \varnothing_T 10,50 : de 6,00 à 8,00 par 0,10	Kératocône stade 1, 2, 3 Dégagements +
PROTHÉTIQUE	51	L.C.S.	LS	-15 à +15																		13,50 à 15,00 mm par 0,50 Diamètre iris : 11,00 à 12,50 mm par 0,5 Diamètre pupille : 2,50 à 6,00 mm par 0,5 avec pupille opaque ou claire	7,80 / 8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,00	Aniridie, aphaquie, cornée traumatique

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																		\emptyset_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				par 0,25 d		par 0,50 d		-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+20			
ROSE K™ / ROSE K2™	54	2M CONTACT	LR	Toutes possibilités																		7,90 à 10,20 diamètre standard : 8,70	4,75 à 8,40 par 0,05	ROSE K : Kératocônes tous stades d'évolution ROSE K 2 : Gain d'acuité visuelle et meilleure sensibilité aux contrastes en particulier pour les kératocônes évolués
S9	63	MENICON	LR	-25 à +25																		8,50 / 8,80 / 9,00 / 9,20 / 9,50	6,50 à 9,00 par 0,05	Kératocône centré et astigmatisme irrégulier
SK	78	PRECILENS	LR	-30 à +10																		8,00	5,00 à 7,60 par 0,05	Kératocône stade 3, 4
SL 0,5, 1,5, 2, 2,5, 3 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7	50	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																		13,00 à 15,00 par 0,50	toutes possibilités par 0,05	Greffe de cornée, plaie cornéenne, dystrophie cornéenne, kératocône
SOFTPERM	22	CIBA VISION	LS et LR	Standard : -13 à +6 Kératocône : -16 à -3																		14,30	standards : 7,10 à 8,10 kératocône : 6,50 / 6,70 / 6,90	Astigmatismes cornéens forts et irréguliers Kératocône
SPÉCIAL LINE KÉRATOCÔNE	22	CIBA VISION	LR	-25 à +25																		8,50 à 10,50 par 0,10	5,50 à 7,80 par 0,10	Kératocône
SPLINE KERATO	81	TECHNO-LENS	LR	-20 à +5																		8,80 à 9,80 par 0,20	5,50 à 8,00 par 0,05	Kératocône (cf. assistance technique)
SPLINE POSTOP	81	TECHNO-LENS	LR	-20 à +15																		10,00 à 12,00 par 0,20	7,00 à 9,00 par 0,05	Post-chirurgicale (cf. assistance technique)
TK 2 ET TK 3	40	EUROPTIC	LR	Toutes possibilités																		9,00 / 9,50	toutes possibilités	Kératocône de stade 1 à 4
TRABECULENS	50	L.C.S.	LS	Plan																		17,50	9,00	Posée après chirurgie du glaucome (si Seidel post-opératoire et/ou chambre antérieure étroite en post-chirurgie), elle permet le maintien de la PIO et de la profondeur de la chambre antérieure après trabéculéctomie. Seul le chirurgien ayant pratiqué l'acte est apte à décider de l'indication de port.
TRANSTOPO	40	EUROPTIC	LR	Toutes possibilités																		9,00 / 9,50 / 10,00 / 10,50 / 11,00 / 12,00	sur mesure d'après vidéotopographie (5,60 à 7,50)	Astigmatisme supérieur à 3 d, cornée opérée par KR