

# Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	$\varnothing_T$ (mm)	$r_0$ (mm)	Indications
				-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+20	+30					
AX	47	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	11,00	toutes possibilités par 0,05	Enfant - Mégalo-cornée - Greffe de cornée Déformation cornéenne
AX TE / TI / BI	48	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	11,00	toutes possibilités par 0,05	Enfant - Mégalo-cornée - Greffe de cornée Déformation cornéenne - Astigmatisme cornéen et interne
B4P	65	MENICON	LR																		10,00 / 10,50 / 11,00 / 11,50 / 12,00	$\varnothing_T$ 10,00 et 10,50 : 6,50 à 9,00 par 0,05 $\varnothing_T$ 11,00 : 7,20 à 9,00 par 0,05 $\varnothing_T$ 11,50 et 12,00 : 7,25 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier
B4PM	65	MENICON	LR																		11,00 / 11,50 / 12,00	$\varnothing_T$ 11,00 : 7,20 à 9,00 par 0,05 $\varnothing_T$ 11,50 et 12,00 : 7,25 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier
DREAMLENS	79	PRECILENS	LR	Std : + 0,75 Autres selon nécessité																	10,10 à 11,30	7,30 à 10,55 par 0,05	Correction par Modelage Cornéen : . Myopie faible et moyenne . Astigmatisme cornéen : direct jusqu' à -2,50 d et inverse jusqu' à -1,50d
DURASOFT PROTHÉTIQUE	22	CIBA VISION	LS																		14,50	8,30 / 8,60 / 8,90	Anomalies de l'iris, de la cornée, photophobie
DYN KER	86	TECHNO-LENS	LS	Cylindres : -0,50 à -8,00 par 0,25 Axes : tous par 1°																	14,50	8,00 à 8,90	Kératocônes ou cornées irrégulières en cas d'intolérance aux lentilles rigides
IGEL PROTHÈSE	37	C.V.E.	LS	Toutes possibilités																	toutes possibilités	toutes possibilités	Cosmétique et médicale
IRIS PEINT	37	C.V.E.	LS	Toutes possibilités																	toutes possibilités	toutes possibilités	Cosmétique et médicale
IRIS PEINT	43	EUROPTIC	LS	Toutes possibilités Torique possible																	14,00 / 14,50	8,00 à 9,20 par 0,10	Lentille cosmétique et thérapeutique
JANUS II	8	ARCADIA	LR / LS	autres sur commande																	14,00	7,30 à 8,40 par 0,10 (autres $r_0$ sur commande)	Astigmatisme cornéen - Amétropie sphérique - Kératocône Kératoplastie - Suite traumatismes cornéens - Suite greffe de cornée
K3	64	MENICON	LR																		8,50	5,00 à 6,90 par 0,05	Kératocône centré
K4™ / K8.50®	55	2M CONTACT	LR																		K4 : 8,20 / 8,40 / 8,60 K8.50 : 8,50	4,50 à 8,50 par 0,05	K4 : kératocône stade 1 et 2 K8.50 : kératocône stade 3
KERA TRICOURBE	34	CORNELIA CONTACT	LR	Plan																	8,00 / 9,00 / 11,00	5,00 à 8,00 par 0,05	Kératocône de stade 1 à 4

# Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	$\varnothing_T$ (mm)	$r_0$ (mm)	Indications
				-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+20	+30					
KERASOFT 3	37	C.V.E.	LS	Sphères																	14,00 / 14,50 / 15,00	8,00 (A) / 8,20 (B) / 8,40 (C) / 8,60 (D)	Kératocône Avec amétropie sphérique, astigmatisme Presbytie avec ou sans astigmatisme Lentille fournie en garantie adaptation
				Cyl. -11	-0,50	Axes : tous par 1° Addition jusqu'à + 3,00 par 0,25																	
KÉRATOCÔNE KL	49	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	7,90	toutes possibilités par 0,05	Kératocône stade 2 à 3
KÉRATOCÔNE KN/KN2	49	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	8,50	toutes possibilités par 0,05	Kératocône stade 2 à 3
KÉRATOCÔNE KX 3 ET KX 3D	49	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	9,50 / 10,00 / 10,50	toutes possibilités par 0,05	Kératocône décentré, greffe de cornée Epikératoplastie. Stade 3.
KRC 1 À 12	65	MENICON	LR	-25																-0,25	8,10 à 7,90	6,90 à 5,15 (KRC <sub>1</sub> à KRC <sub>12</sub> ) Les lentilles sont étalonnées par leur flèche et non par leur courbure	Kératocône centré
LENTILLE NISSEL PROSTHETIC	43	EUROPTIC	LS	-15																+15	14,00 / 14,50 / 15,00	8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,00	Lentille cosmétique et thérapeutique
MAXI G ET G1	69	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	11,00	7,20 à 9,00 mm par 0,05	Cornée après K.R. Greffe de cornée
MAXI - LENS ET TRI	69	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	ML : 11,00 / 11,50 TRI : 12,00 / 12,50	7,30 à 8,40 par 0,05	Aphaque, cornée post-traumatique, astigmatisme irrégulier
MENICON EX 11.00	61	MENICON	LR	-25																+25	11,00	EX : 6,50 à 9,00 par 0,05 Z : 7,20 à 9,00 par 0,05	Aphakie, cas spéciaux
MENICON PLATEAU	64	MENICON	LR	-20																+20	10,00 (sur commande de 8,00 à 11,00 par 0,10)	$r_0 = 7,00$ (48,00 d) à $10,25$ (33,00 d) $r_1 =$ plus cambré de 1,00 d à 7,00 d par rapport au $r_0$	Lentille spéciale post-chirurgicale (cf. assistance technique)
MICRO (BOYD)	69	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	fonction du $r_0$	7,00 à 8,60 par 0,05	Astigmatisme - Kératocône
OCK	67	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	$r_0 \leq 6,00$ : $\varnothing_T = 8,20$ $r_0$ de 6,05 à 6,60 : $\varnothing_T = 8,40$ $r_0 \geq 6,65$ : $\varnothing_T = 8,60$	4,50 à 7,60 par 0,05	Kératocône stade 1 à 4 et/ou centré
OCK.1 / OCK.2	67	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	8,00	OCK.1 : 6,20 à 7,90 par 0,05 OCK.2 : 5,00 à 7,50 par 0,05	Kératocône stade 1 à 4 et/ou centré

# Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																		$\varnothing_T$ (mm)	$r_0$ (mm)	Indications
				<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="font-size: 0.8em;">■ par 0,25 d</span> <span style="font-size: 0.8em;">■ par 0,50 d</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>-30 -20 -10</span> <span>-8 -6 -4</span> <span>-2 0 +2 +4 +6 +8</span> <span>+10 +20 +30</span> </div>																				
OCK.3	67	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		8,50	5,20 à 7,20 par 0,05	Kératocône stade 3, 4 et/ou centré
OCK.5	67	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		$r_0 \leq 5,90 : \varnothing_T = 9,00$ $r_0 \text{ de } 5,90 \text{ à } 7,00 : \varnothing_T = 9,20$ $r_0 \geq 7,05 : \varnothing_T = 9,50$	4,50 à 7,80 par 0,05	Kératocône stade 1 à 4 et/ou centré
OCK.930	67	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		9,30	5,20 à 7,20 par 0,05	Kératocône stade 3, 4 et/ou centré
OCK.1080	68	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		10,80	6,10 à 7,20 par 0,05	Kératocône stade 3 et 4 et/ou décentré
OCK.1100	68	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																		11,00	6,80 à 7,80 par 0,05	Lentille de première intention pour kératocône. Kératocône de stade 1 à 3 et/ou décentré.
ORTHO-K SLEEP & SEE	87	TECHNO-LENS	LR	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">+ 0,75</span> <span>Correction : -0,75 à -4,50</span> </div>																		10,00 à 12,00	7,50 à 10,00 par 0,05	Correction de la myopie par orthokératologie
PERMO + KÉRATOCÔNE	22	CIBA VISION	LR																			7,00 à 12,00 par 0,10	5,00 à 9,00 par 0,05	Kératocône
PK1 - PK2	9	ARCADIA	LR	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">0</span> <span>autres puissances sur commande</span> </div>																		PK1 : 8,00 PK2 : 7,80	PK1 : 7,00 à 7,50 par 0,05 PK2 : 5,00 à 6,90 par 0,05	Kératocône
PR2K	81	PRECILENS	LR																			8,50 et 9,00 à 10,20 par 0,30	5,00 à 7,60 par 0,05	Kératocône stade 3, 4 Dégagements ++
PRE DI	81	PRECILENS	LR																			9,00 à 10,50 par 0,30	7,20 à 10,20 par 0,05	Post chirurgicale
PRE K	80	PRECILENS	LR																			standard : 9,30	6,50 à 8,00 par 0,05	Kératocône débutant stade 1, 2
PRK	81	PRECILENS	LR																			8,50 / 10,50	$\varnothing_T 8,50 : \text{de } 6,00 \text{ à } 7,50 \text{ par } 0,05$ $\varnothing_T 10,50 : \text{de } 6,00 \text{ à } 8,00 \text{ par } 0,05$	Kératocône stade 1, 2, 3 Dégagements +
PROTHÉTIQUE	51	L.C.S.	LS																			13,50 à 15,00 mm par 0,50 Diamètre iris : 11,00 à 12,50 mm par 0,5 Diamètre pupille : 2,50 à 6,00 mm par 0,5 avec pupille opaque ou claire	7,80 / 8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,00	Aniridie, aphaquie, cornée traumatique

# Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	$\varnothing_T$ (mm)	$r_0$ (mm)	Indications
				<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: blue;">■</span> par 0,25 d  <span style="color: magenta;">■</span> par 0,50 d                 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>-30 -20 -10</span> <span>-8 -6 -4</span> <span>-2 0 +2 +4 +6 +8</span> <span>+10 +20 +30</span> </div>																			
ROSE K™ POST GRAFT	54	2M CONTACT	LR	Toutes possibilités																	9,40 à 12,00 diamètre standard : 10,40	6,00 à 9,00 par 0,05	Equipeement confortable des patients greffés. Amélioration des performances visuelles par la correction des anomalies cornéennes post chirurgicales.
ROSE K™ / ROSE K2™	54	2M CONTACT	LR	Toutes possibilités																	7,90 à 10,20 diamètre standard : 8,70	4,75 à 8,40 par 0,05	ROSE K : Kératocônes tous stades d'évolution ROSE K 2 : Gain d'acuité visuelle et meilleure sensibilité aux contrastes en particulier pour les kératocônes évolués
S9	65	MENICON	LR																		8,50 / 8,80 / 9,00 / 9,20 / 9,50	6,50 à 9,00 par 0,05	Kératocône centré et astigmatisme irrégulier
SK	81	PRECILENS	LR																		8,00	5,00 à 7,60 par 0,05	Kératocône stade 3, 4
SL 0.5, 1.5, 2, 2.5, 3 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	50	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	13,00 à 15,00 par 0,50	toutes possibilités par 0,05	Greffe de cornée, plaie cornéenne, dystrophie cornéenne, kératocône
SOFTPERM	21	CIBA VISION	LS et LR																		14,30	standards : 7,10 à 8,10 kératocône: 6,50 / 6,70 / 6,90	Astigmatismes cornéens forts et irréguliers Kératocône
SPLINE KERATO	85	TECHNO-LENS	LR																		8,80 à 11,00 par 0,20	5,50 à 8,00 par 0,05	Kératocône (cf. assistance technique)
SPLINE POSTOP	85	TECHNO-LENS	LR																		10,00 à 12,00 par 0,20	7,00 à 9,00 par 0,05	Post-chirurgicale (cf. assistance technique)
TK 2 ET TK 3	40	EUROPTIC	LR	Toutes possibilités																	9,00 / 9,50	toutes possibilités	Kératocône de stade 1 à 4
TRABECULENS	50	L.C.S.	LS	Plan																	17,50	9,00	Posée après chirurgie du glaucome (si Seidel post-opératoire et/ou chambre antérieure étroite en post-chirurgie), elle permet le maintien de la PIO et de la profondeur de la chambre antérieure après trabéculéctomie. Seul le chirurgien ayant pratiqué l'acte est apte à décider de l'indication de port.
TRANSTOPO	40	EUROPTIC	LR	Toutes possibilités																	9,00 / 9,50 / 10,00 / 10,50 / 11,00 / 12,00	sur mesure d'après vidéotopographie (5,60 à 7,50 )	Astigmatisme supérieur à 3 d, cornée opérée par KR