

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ■ par 0,25 d ■ par 0,50 d </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> -30 -20 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 +20 +30 </div>																			
AX	45	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	11,00	toutes possibilités par 0,05	Enfant - Mégalo-cornée - Greffe de cornée Déformation cornéenne
AX TE / TI / BI	46	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	11,00	toutes possibilités par 0,05	Enfant - Mégalo-cornée - Greffe de cornée Déformation cornéenne - Astigmatisme cornéen et interne
B4P	65	MENICON	LR																		10,00 / 10,50 / 11,00 / 11,50 / 12,00	\varnothing_T 10,00 et 10,50 : 6,50 à 9,00 par 0,05 \varnothing_T 11,00 : 7,20 à 9,00 par 0,05 \varnothing_T 11,50 et 12,00 : 7,25 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier
B4PM	65	MENICON	LR																		11,00 / 11,50 / 12,00	\varnothing_T 11,00 : 7,20 à 9,00 par 0,05 \varnothing_T 11,50 et 12,00 : 7,25 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier
DREAMLITE	86	PRECILENS	LR	Std : + 0,75 Autres selon nécessité																	10,10 à 11,30	7,30 à 10,55 par 0,05	Correction par Modelage Cornéen <ul style="list-style-type: none"> • Myopie faible et moyenne • Astigmatisme cornéen : direct jusqu'à -2,50 d et inverse jusqu'à -1,50 d
DURASOFT PROTHÉTIQUE	21	CIBA VISION	LS																		14,50	8,30 / 8,60 / 8,90	Anomalies de l'iris, de la cornée, photophobie
DYN KER	92	TECHNO-LENS	LS	Cylindres : -0,50 à -8,00 par 0,25 Axes : tous par 1°																	14,50	8,00 à 8,90 par 0,10	Kératocônes ou cornées irrégulières en cas d'intolérance aux lentilles rigides
IGEL PROTHÈSE	35	C.V.E.	LS	Toutes possibilités																	toutes possibilités	toutes possibilités	Cosmétique et médicale
IRIS PEINT	35	C.V.E.	LS	Toutes possibilités																	toutes possibilités	toutes possibilités	Cosmétique et médicale
IRIS PEINT	41	EUROPTIC	LS	Toutes possibilités Torique possible																	14,00 / 14,50	8,00 à 9,20 par 0,10	Lentille cosmétique et thérapeutique
JANUS II	8	ARCADIA	LR / LS	autres sur commande																	14,00	7,30 à 8,40 par 0,10 (autres r_0 sur commande)	Astigmatisme cornéen - Amétropie sphérique - Kératocône Kératoplastie - Suite traumatismes cornéens - Suite greffe de cornée
K3	65	MENICON	LR																		8,50	5,00 à 6,90 par 0,05	Kératocône centré
K4™	51	2M CONTACT	LR																		8,20 / 8,40 / 8,60	4,50 à 8,50 par 0,05	Kératocône stade 1 et 2
K5™ / K8.50®	51	2M CONTACT	LR																		K5 : de 8,80 à 10,80 par 0,20 K8.50 : 8,50	4,50 à 8,50 par 0,05	Kératocône stade 3 nécessitant l'usage d'un grand diamètre

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ■ par 0,25 d ■ par 0,50 d </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> -30 -20 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 +20 +30 </div>																			
KERA 1	94	TECHNO-LENS	LR																		9,20 / 9,80 / 10,40	7,00 à 8,00 par 0,05	Stade 1, cône centré ou faiblement décentré Faible applanissement
KERA 2	94	TECHNO-LENS	LR																		8,80 / 9,20 / 10,20	6,50 à 7,50 par 0,05	Stade 2 et 3, cône centré ou faiblement décentré Applanissement fort
KERA 3	94	TECHNO-LENS	LR																		8,60 / 9,20	5,00 à 6,80 par 0,05	Stade 1 et 3, cône centré ou faiblement décentré Applanissement fort
KERA TRICOURBE	32	CORNELIA CONTACT	LR	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> -25 Plan +20 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> -30 Sphères +30 </div>																	8,00 / 9,00 / 11,00	5,00 à 8,00 par 0,05	Kératocône de stade 1 à 4
KERASOFT 3	35	C.V.E.	LS	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Cyl. -11 -0,50 +30 </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px; font-size: 0.8em;"> Axes : tous par 1° Addition jusqu'à + 3,00 par 0,25 </div>																	toutes possibilités	8,00 (A) / 8,20 (B) / 8,40 (C) / 8,60 (D)	Kératocône Avec amétropie sphérique, astigmatisme Presbytie avec ou sans astigmatisme Lentille fournie en garantie adaptation
KÉRATOCÔNE KL	47	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	7,90	toutes possibilités par 0,05	Kératocône stade 2 à 3
KÉRATOCÔNE KN/KN2	47	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	8,50	toutes possibilités par 0,05	Kératocône stade 2 à 3
KÉRATOCÔNE KX 3 ET KX 3D	47	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	9,50 / 10,00 / 10,50	toutes possibilités par 0,05	Kératocône décentré, greffe de cornée Epikératoplastie. Stade 3.
KRC 1 À 12	65	MENICON	LR	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> -25 -0,25 </div>																	8,10 à 7,90	6,90 à 5,15 (KRC ₁ à KRC ₁₂) Les lentilles sont étalonnées par leur flèche et non par leur courbure	Kératocône centré
LENTILLE NISSEL PROSTHETIC	41	EUROPTIC	LS	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> -15 +15 </div>																	14,00 / 14,50 / 15,00	8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,00	Lentille cosmétique et thérapeutique
MAXI G ET G1	75	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	11,00	7,20 à 9,00 par 0,05	Cornée après K.R. Greffe de cornée
MAXI - LENS ET TRI	75	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	ML : 11,00 / 11,50 TRI : 12,00 / 12,50	7,30 à 8,40 par 0,05	Aphaque, cornée post-traumatique, astigmatisme irrégulier
MENICON EX - Z 11.00	61	MENICON	LR	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> -25 +25 </div>																	11,00	EX : 6,50 à 9,00 par 0,05 Z : 7,20 à 9,00 par 0,05	Aphakie, cas spéciaux
MENICON PLATEAU	64	MENICON	LR	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> -20 +20 </div>																	10,00 (sur commande de 8,00 à 11,00 par 0,10)	$r_0 = 7,00$ (48,00 d) à 10,25 (33,00 d) $r_1 =$ plus cambré de 1,00 d à 7,00 d par rapport au r_0	Lentille spéciale post-chirurgicale (cf. assistance technique)

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				par 0,25 d		par 0,50 d		-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10			
PRE K	86	PRECILENS	LR																		standard : 9,30	6,50 à 8,00 par 0,05	Kératocône débutant stade 1, 2
PRK	87	PRECILENS	LR																		8,50 / 10,50	\varnothing_T 8,50 : de 6,00 à 7,50 par 0,05 \varnothing_T 10,50 : de 6,00 à 8,00 par 0,05	Kératocône stade 1, 2, 3 Dégagements +
PROTHÉTIQUE	49	L.C.S.	LS																		13,50 à 15,00 par 0,50 Diamètre iris : 11,00 à 12,50 par 0,5 Diamètre pupille : 2,50 à 6,00 par 0,5 avec pupille opaque ou claire	7,80 / 8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,00	Aniridie, aphaquie, cornée traumatique
ROSE K2	66	MENICON	LR																		7,90 à 10,40 (standard 8,70) par 0,10	4,30 à 8,60 par 0,10	Kératocônes tous stades Rose K2 : gain d'acuité visuelle et meilleure sensibilité aux contrastes
ROSE K2 IC	66	MENICON	LR																		9,40 à 12,00 (standard 11,20) par 0,10	5,70 à 9,30 par 0,10	Dégénérescences Pellucides Marginales, Kératoglobes, ectasies post-lasik, post-greffes, Kératocônes
ROSE K2 POST GRAFT	66	MENICON	LR																		9,40 à 12,00 (standard 10,40) par 0,10	5,70 à 9,30 par 0,10	Adaptations post-greffe
ROSE K™ / ROSE K 2™	51	2M CONTACT	LR	Toutes possibilités																	de 7,90 à 10,40 par 0,10 Diamètre standard : 8,70	4,30 à 8,55 par 0,05	ROSE K : Kératocônes tous stades d'évolution ROSE K 2 : Gain d'acuité visuelle jusqu'à 2 lignes et meilleure sensibilité aux contrastes en particulier pour les kératocônes évolués grâce au contrôle des aberrations.
ROSE K2™ IC	51	2M CONTACT	LR	Toutes possibilités																	9,40 à 12,00 par 0,10 diamètre standard : 11,20	5,70 à 9,30 par 0,05	Equipement des Cornées Irrégulières. Convient pour toutes les cornées affectées d'une irrégularité quelle qu'en soit la cause (post-traumatique, post-chirurgie réfractive ou réparatrice)
ROSE K2™ POST GRAFT	51	2M CONTACT	LR	Toutes possibilités																	9,40 à 12,00 par 0,10 diamètre standard : 10,40	5,70 à 9,30 par 0,05	Equipement confortable des patients greffés. Amélioration des performances visuelles par la correction des anomalies cornéennes post chirurgicales.
S9	66	MENICON	LR																		8,50 / 8,80 / 9,00 / 9,20 / 9,50	6,50 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+20	+30					
SK	87	PRECILENS	LR	par 0,25 d																	8,00	5,00 à 7,60 par 0,05	Kératocône stade 3, 4
SL 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	48	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	13,00 à 15,00 par 0,50	toutes possibilités par 0,05	Greffe de cornée, plaie cornéenne, dystrophie cornéenne, kératocône
SOFTPERM	20	CIBA VISION	LS et LR	Standard Kératocône																	14,30	standards : 7,10 à 8,10 kératocône: 6,50 / 6,70 / 6,90	Astigmatismes cornéens forts et irréguliers Kératocône
SPLINE POSTOP	94	TECHNO-LENS	LR	par 0,25 d																	10,00 à 12,00 par 0,20	7,00 à 9,00 par 0,05	Post-chirurgicale (cf. assistance technique)
TK 2 ET TK 3	38	EUROPTIC	LR	Toutes possibilités																	9,00 / 9,50	toutes possibilités	Kératocône de stade 1 à 4
TOPOGRAPHIQUES TCC6	64	MENICON	LR	par 0,25 d																	9,20 à 10,50	6,50 à 9,00 par 0,05	Kératocône centré et astigmatisme irrégulier
TRABECULENS	48	L.C.S.	LS	Plan																	17,50	9,00	Posée après chirurgie du glaucome (si Seidel post-opératoire et/ou chambre antérieure étroite en post-chirurgie), elle permet le maintien de la PIO et de la profondeur de la chambre antérieure après trabéculéctomie. Seul le chirurgien ayant pratiqué l'acte est apte à décider de l'indication de port.
TRANSTOPO	38	EUROPTIC	LR	Toutes possibilités																	9,00 / 9,50 / 10,00 / 10,50 / 11,00 / 12,00	sur mesure d'après vidéotopographie (5,60 à 7,50)	Astigmatisme supérieur à 3 d, cornée opérée par KR