

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ■ par 0,25 d</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ■ par 0,50 d </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; font-size: small;"> -30-20-10-8-6-4-20+2+4+6+8+10+20+30 </div>																			
AERO ₂ Kérato	99	TECHNO-LENS	LS	Cylindres : -0,50 à -7,00 par 0,25																	14,20 à 15,50	8,00 à 9,20 par 0,10	Kératocônes ou cornées irrégulières en cas d'intolérance aux lentilles rigides
AX	45	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	11,00	toutes possibilités par 0,05	Enfant - Mégalo-cornée - Greffe de cornée Déformation cornéenne
AX TE / TI / BI	46	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25																	11,00	toutes possibilités par 0,05	Enfant - Mégalo-cornée - Greffe de cornée Déformation cornéenne - Astigmatisme cornéen et interne
B4P	69	MENICON	LR	-25 à +25																	10,00 / 10,50 / 11,00 / 11,50 / 12,00	\varnothing_T 10,00 et 10,50 : 6,50 à 9,00 par 0,05 \varnothing_T 11,00 : 7,20 à 9,00 par 0,05 \varnothing_T 11,50 et 12,00 : 7,25 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier
B4PM	69	MENICON	LR	-25 à +25																	11,00 / 11,50 / 12,00	\varnothing_T 11,00 : 7,20 à 9,00 par 0,05 \varnothing_T 11,50 et 12,00 : 7,25 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier
DREAMLITE	90	PRECILENS	LR	Std : + 0,75 Autres selon nécessité																	10,10 à 11,30	7,30 à 10,55 par 0,05	Correction par Modelage Cornéen • Myopie faible et moyenne • Astigmatisme cornéen : direct jusqu'à -2,50 d et inverse jusqu'à -1,50 d
DURASOFT PROTHÉTIQUE	18	CIBA VISION	LS	-20 à +20																	14,50	8,30 / 8,60 / 8,90	Anomalies de l'iris, de la cornée, photophobie
DYN KER	100	TECHNO-LENS	LS	Cylindres : -0,50 à -8,00 par 0,25 Axes : tous par 1°																	14,50	8,00 à 8,90 par 0,10	Kératocônes ou cornées irrégulières en cas d'intolérance aux lentilles rigides
IGEL PROTHÈSE	33	C.V.E.	LS	Toutes possibilités																	toutes possibilités	toutes possibilités	Cosmétique et médicale
IRIS PEINT	33	C.V.E.	LS	Toutes possibilités																	toutes possibilités	toutes possibilités	Cosmétique et médicale
IRIS PEINT	39	EUROPTIC	LS	Toutes possibilités Torique possible																	14,00 / 14,50	8,00 à 9,20 par 0,10	Lentille cosmétique et thérapeutique
JANUS II	8	ARCADIA	LR / LS	-30 à +6 autres sur commande																	14,00	7,30 à 8,40 par 0,10 (autres r_0 sur commande)	Astigmatisme cornéen - Amétropie sphérique - Kératocône Kératoplastie - Suite traumatismes cornéens - Suite greffe de cornée
K3	69	MENICON	LR	-25 à -0,25																	8,50	5,00 à 6,90 par 0,05	Kératocône centré

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances		\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				par 0,25 d	par 0,50 d			
K4™	54	2M CONTACT	LR	-25	+25	8,20 / 8,40 / 8,60	4,50 à 8,50 par 0,05	Kératocône stade 1 et 2
K5™ / K8.50®	54	2M CONTACT	LR	-25	+25	K5 : de 8,80 à 10,80 par 0,20 K8.50 : 8,50	4,50 à 8,50 par 0,05	Kératocône stade 3 nécessitant l'usage d'un grand diamètre
KERA 1	102	TECHNO-LENS	LR	-20	+20	9,20 / 9,80 / 10,40	7,00 à 8,00 par 0,05	Stade 1, cône centré ou faiblement décentré Faible aplatissement
KERA 2	102	TECHNO-LENS	LR	-20	+10	8,80 / 9,20 / 10,20	6,50 à 7,50 par 0,05	Stade 2 et 3, cône centré ou faiblement décentré Aplatissement fort
KERA 3	102	TECHNO-LENS	LR	-20	+10	8,60 / 9,20	5,00 à 6,80 par 0,05	Stade 3
KERA TRICOURBE	29	CORNELIA CONTACT	LR	-25	Plan	8,00 / 9,00 / 11,00	5,00 à 8,00 par 0,05	Kératocône de stade 1 à 4
KERASOFT 3	33	C.V.E.	LS	-30 Cyl. -11	+30 -0,50	14,00 / 14,50 / 15,00	8,00 (A) / 8,20 (B) / 8,40 (C) / 8,60 (D)	Kératocône Avec amétropie sphérique, astigmatisme Presbytie avec ou sans astigmatisme Lentille fournie en garantie adaptation
KÉRATOCÔNE KL	47	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25		7,90	toutes possibilités par 0,05	Kératocône stade 3 et plus
KÉRATOCÔNE KN/KN2	47	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25		8,50	toutes possibilités par 0,05	Kératocône stade 2 à 3
KÉRATOCÔNE KX 3 ET KX 3D	47	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25		9,50 / 10,00 / 10,50	toutes possibilités par 0,05	Kératocône décentré, greffe de cornée Epikératoplastie stade 3 et plus
KRC 1 À 12	69	MENICON	LR	-25	-0,25	8,10 à 7,90	6,90 à 5,15 (KRC ₁ à KRC ₁₂) Les lentilles sont étalonnées par leur flèche et non par leur courbure	Kératocône centré
Lentille CANTOR PROSTHETIC	39	EUROPTIC	LS	-20	+20	14,00 / 14,50 / 15,00	8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,00 / 9,30	Lentille cosmétique et thérapeutique
MAXI G ET G1	76	OCELLUS	LR	Toutes possibilités		11,00	7,20 à 9,00 par 0,05	Cornée après K.R. Greffe de cornée
MAXI - LENS ET TRI	76	OCELLUS	LR	Toutes possibilités		ML : 11,00 / 11,50 TRI : 12,00 / 12,50	7,30 à 8,40 par 0,05	Aphaque, cornée post-traumatique, astigmatisme irrégulier

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances																	\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+20	+30					
MENICON EX - Z 11.00	65	MENICON	LR																		11,00	EX : 6,50 à 9,00 par 0,05 Z : 7,20 à 9,00 par 0,05	Aphakie, cas spéciaux
MENICON PLATEAU	68	MENICON	LR																		10,00 (sur commande de 8,00 à 11,00 par 0,10)	$r_0 = 7,00$ (48,00 d) à 10,25 (33,00 d) $r_1 =$ plus cambré de 1,00 d à 7,00 d par rapport au r_0	Lentille spéciale post-chirurgicale (cf. assistance technique)
MENICON Z NIGHT	70	MENICON	LR	plan (autres demandes Cf. Assistance technique)																	10,20 / 10,60 standard / 11,00	7,20 à 9,50 par 0,05	Correction visuelle par remodelage cornéen Myopie $\leq -4,00$ d • Astigmatisme direct $\leq -1,50$ d • Astigmatisme inverse $\leq -0,75$ d
MICRO (BOYD)	76	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	fonction du r_0	7,00 à 8,60 par 0,05	Astigmatisme - Kératocône débutant
OCK	77	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	$r_0 \leq 6,00 : \varnothing_T = 8,20$ r_0 de 6,05 à 6,60 : $\varnothing_T = 8,40$ $r_0 \geq 6,65 : \varnothing_T = 8,60$	4,50 à 7,60 par 0,05	Kératocône stade 1 à 4 et/ou centré
OCK.1 / OCK.2	77	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	8,00	OCK.1 : 6,20 à 7,90 par 0,05 OCK.2 : 5,00 à 7,50 par 0,05	Kératocône stade 1 à 4 et/ou centré
OCK.3	77	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	8,50	5,20 à 7,20 par 0,05	Kératocône stade 3, 4 et/ou centré
OCK.5	77	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	$r_0 \leq 5,90 : \varnothing_T = 9,00$ r_0 de 5,90 à 7,00 : $\varnothing_T = 9,20$ $r_0 \geq 7,05 : \varnothing_T = 9,50$	4,50 à 7,80 par 0,05	Kératocône stade 1 à 4 et/ou centré
OCK.930	77	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	9,30	5,20 à 7,20 par 0,05	Kératocône stade 3, 4 et/ou centré
OCK.1080	78	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	10,80	6,10 à 7,20 par 0,05	Kératocône stade 3 et 4 et/ou décentré
OCK.1100	78	OCELLUS	LR	Toutes possibilités																	11,00	6,80 à 7,80 par 0,05	Lentille de première intention pour kératocône. Kératocône de stade 1 à 3 et/ou décentré.
ORTHO-K SLEEP & SEE	101	TECHNO-LENS	LR	+ 0,75 Correction : -0,75 à -4,50																	10,00 à 12,00	7,50 à 10,00 par 0,05	Correction de la myopie par orthokératologie
PERMO + KÉRATOCÔNE	18	CIBA VISION	LR																		7,00 à 12,00 par 0,10	5,00 à 9,00 par 0,05	Kératocône
PK1 - PK2	9	ARCADIA	LR	0 autres puissances sur commande																	PK1 : 8,00 PK2 : 7,80	PK1 : 7,00 à 7,50 par 0,05 PK2 : 5,00 à 6,90 par 0,05	Kératocône

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances		\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications												
				par 0,25 d	par 0,50 d															
				-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+20	+30		
PR2K	92	PRECILENS	LR															8,50 et 9,00 à 10,20 par 0,30	5,00 à 7,60 par 0,05	Kératocône stade 3, 4 Dégagements ++
PRE DI	92	PRECILENS	LR															9,00 à 10,50 par 0,30	7,20 à 10,20 par 0,05	Post chirurgicale
PRE K	91	PRECILENS	LR															standard : 9,30	6,50 à 8,00 par 0,05	Kératocône débutant stade 1, 2
PRK	91	PRECILENS	LR															8,50 / 10,50	\varnothing_T 8,50 : de 6,00 à 7,50 par 0,05 \varnothing_T 10,50 : de 6,00 à 8,00 par 0,05	Kératocône stade 1, 2, 3 Dégagements +
PROTHÉTIQUE	49	L.C.S.	LS															13,00 à 15,00 par 0,50 (std:14,50) Diamètre iris : 12 Diamètre pupille : pupille claire : 4,50 pupille noire : 3,50 jusqu'à 5,00 par 0,50 (std:4,50)	7,80 / 8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,30	Aniridie, aphaquie, cornée traumatique
ROSE K2	70	MENICON	LR															7,90 à 10,40 (standard 8,70) par 0,10	4,30 à 8,60 par 0,10	Kératocônes tous stades Rose K2 : gain d'acuité visuelle et meilleure sensibilité aux contrastes
ROSE K2 IC	70	MENICON	LR															9,40 à 12,00 (standard 11,20) par 0,10	5,70 à 9,30 par 0,10	Dégénérescences Pellucides Marginales, Kératoglobes, ectasies post-lasik, post-greffes, Kératocônes
ROSE K2 POST GRAFT	70	MENICON	LR															9,40 à 12,00 (standard 10,40) par 0,10	5,70 à 9,30 par 0,10	Adaptations post-greffe
ROSE K™ / ROSE K2™	54	2M CONTACT	LR															de 7,90 à 10,40 par 0,10 Diamètre standard : 8,70	4,30 à 8,55 par 0,05	ROSE K : Kératocônes tous stades d'évolution ROSE K2 : Gain d'acuité visuelle jusqu'à 2 lignes et meilleure sensibilité aux contrastes en particulier pour les kératocônes évolués grâce au contrôle des aberrations.
ROSE K2™ IC	54	2M CONTACT	LR															9,40 à 12,00 par 0,10 diamètre standard : 11,20	5,70 à 9,30 par 0,05	Equipement des Cornées Irrégulières. Convient pour toutes les cornées affectées d'une irrégularité quelle qu'en soit la cause (post-traumatique, post-chirurgie réfractive ou réparatrice)

Lentilles spéciales

Lentille	Page	Laboratoire	LS - LR	Puissances		\varnothing_T (mm)	r_0 (mm)	Indications
				par 0,25 d	par 0,50 d			
ROSE K2™ POST GRAFT	54	2M CONTACT	LR	voir fiche dans le répertoire des laboratoires		9,40 à 12,00 par 0,10 diamètre standard : 10,40	5,70 à 9,30 par 0,05	Equipeement confortable des patients greffés. Amélioration des performances visuelles par la correction des anomalies cornéennes post chirurgicales.
S9	70	MENICON	LR			8,50 / 8,80 / 9,00 / 9,20 / 9,50	6,50 à 9,00 par 0,05	Kératocône décentré et astigmatisme irrégulier
SK	92	PRECILENS	LR			8,00	5,00 à 7,60 par 0,05	Kératocône stade 3, 4
SL 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7	48	L.C.S.	LR	Toutes possibilités par 0,25		13,00 à 15,00 par 0,50	toutes possibilités par 0,05	Greffe de cornée, plaie cornéenne, dystrophie cornéenne, kératocône
SPLINE POSTOP	102	TECHNO-LENS	LR			10,00 à 12,00 par 0,20	7,00 à 9,00 par 0,05	Post-chirurgicale (cf. assistance technique)
SPLINE KERATO	100	TECHNO-LENS	LR			8,80 à 11,00 par 0,20	5,50 à 8,00 par 0,05	Kératocône (cf. assistance technique)
TK 2 ET TK 3	36	EUROPTIC	LR	Toutes possibilités		9,00 / 9,50	toutes possibilités	Kératocône de stade 1 à 4
TOPOGRAPHIQUES TCC6	69	MENICON	LR			9,20 à 10,50	6,50 à 9,00 par 0,05	Kératocône centré et astigmatisme irrégulier
TRABECULENS	48	L.C.S.	LS	Plan		17,50	9,00	Posée après chirurgie du glaucome (si Seidel post-opératoire et/ou chambre antérieure étroite en post-chirurgie), elle permet le maintien de la PIO et de la profondeur de la chambre antérieure après trabéculéctomie. Seul le chirurgien ayant pratiqué l'acte est apte à décider de l'indication de port.
TRANSTOPO	36	EUROPTIC	LR	Toutes possibilités		9,00 / 9,50 / 10,00 / 10,50 / 11,00 / 12,00	sur mesure d'après vidéotopographie (5,60 à 7,50)	Astigmatisme supérieur à 3 d, cornée opérée par KR