

Presbytie lentilles souples à renouvellement fréquent

Lentille	Page	Laboratoire	Renouvellement	Hydrophilie (%)	Module de Young (Mpa)	Groupe FDA	Dk/e _c	Puissances											Addition	Type de VP	Epaisseur (-3,00 d) (mm)	Ø _r (mm)	r ₀ (mm)
								-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6					
OPHTALMIC RX SPHERIC PROGRESSIVE	80	OPHTALMIC	trimestriel (90 jours)	74		2	43												profil unique (couvrant des add lunettes de +1,25 à +2,75)	VP centrale	0,14	14,50	8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,00 / 9,30
OPHTALMIC RX TORIC PROGRESSIVE	80	OPHTALMIC	trimestriel (90 jours)	74		2	40	Cylindres : -0,75 à -6,00 d par 0,25 Axes : 0° à 180° par 1° 											profil unique (couvrant des add lunettes de +1,25 à +2,75)	VP centrale	0,15	14,50	8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,00 / 9,30
POLYVUE	34	C.V.E.	trimestriel	43		1	20,9 (torique) 23 (sphérique)	Cylindres : -0,75 / -1,25 / -2,00 / -2,75 / -3,50 Axes : 0° à 180° par 5° 											unique jusqu'à +2,75		0,11	14,50	8,60
PROCLEAR EP	26	COOPERVISION	mensuel	60		2	16												jusqu'à +1,25	VL centrale VI & VP périphériques	0,16	14,40	8,70
PROCLEAR MULTIFOCAL	26	COOPERVISION	mensuel	62		2	17												+1,00 / +1,50 / +2,00 / +2,50		0,16 add. +2,00 d	14,40	8,70
PROCLEAR MULTIFOCAL TORIC	27	COOPERVISION	mensuel	59		2													+1,00 / +1,50 / +2,00 / +2,50			14,40	8,40 / 8,80
PROCLEAR MULTIFOCAL XR	26	COOPERVISION	mensuel	59		2													+1,00 / +1,50 / +2,00 / +2,50			14,40	8,70
PUREVISION MULTI-FOCAL	11	BAUSCH & LOMB	mensuel	36		3	101												Add LOW ≤ 1,50 d Add HIGH ≥ 1,75 d	VP centrale	0,09	14,00	8,60

Presbytie lentilles souples à renouvellement fréquent

Lentille	Page	Laboratoire	Renouvellement	Hydrophilie (%)	Module de Young (Mpa)	Groupe FDA	Dk/e _c	Puissances		Addition	Type de VP	Epaisseur (- 3,00 d) (mm)	Ø _r (mm)	r ₀ (mm)
								par 0,25 d	par 0,50 d					
RYTHMIC UV MULTIFOCAL	27	COOPERVISION	mensuel	73		2	24	-8	+8	profil 1 : +0,75 à +1,75 profil 2 : +2,00 à +3,00	VP centrale et 2 profils de puissance progressifs	0,17	14,20	8,60
SAPHIR TORIQUE MULTIFOCAL	60	MARK'ENNOVY	trimestriel	75	0,27	2	40	-23	+23	Cylindres : - 8,00 à - 4,00 d par 0,50 - 4,00 à - 0,75 d par 0,25	+1,00 à +4,00	0,15	14,50	8,00 à 9,80 par 0,30
SAPHIR MULTIFOCAL	60	MARK'ENNOVY	trimestriel	75	0,27	2	40	-23	+23	+1,00 à +4,00		0,15	14,50	8,00 à 9,80 par 0,30
SOFLENS MULTI-FOCAL	12	BAUSCH & LOMB	mensuel	38,6		1	8,4	-10	+6	low (≤ add. +1,50) high (≥ add. +1,75)	VP centrale	0,10	14,50	8,50 et 8,80