








VISTAKON

ACUVUE TORIC <i>lentille souple à renouvellement fréquent</i>	1 DAY ACUVUE <i>lentille souple jetable journalière à usage unique</i>	SUREVUE <i>lentille souple à renouvellement fréquent</i>	ACUVUE <i>lentille souple jetable à usage unique ou à remplacement fréquent</i>	VISTAVUE <i>lentille souple à renouvellement fréquent</i>
				
<p>Matériau : Etafilcon A avec filtre UV Fabrication : Moulage à l'état hydraté</p> <p>Teinte de manipulation : Bleutée Géométrie : Torique interne avec 2 zones d'allègement supérieure et inférieure</p> <p>Hydrophilie : 58 % Stabilisation indépendante de la partie optique</p> <p>Dk : 28</p>	<p>Matériau : Etafilcon A avec protection anti UV Fabrication : Moulage à l'état hydraté</p> <p>Teinte de manipulation : Géométrie : Bicourbe</p> <p>Hydrophilie : 58 %</p> <p>Dk : 28</p>	<p>Matériau : Etafilcon A avec protection anti UV Fabrication : Moulage à l'état hydraté</p> <p>Teinte de manipulation : Bleutée Géométrie : Bicourbe</p> <p>Hydrophilie : 58 %</p> <p>Dk : 28</p>	<p>Matériau : Etafilcon A avec protection anti UV Fabrication : Moulage à l'état hydraté</p> <p>Teinte de manipulation : Bleutée Géométrie : Bicourbe</p> <p>Hydrophilie : 58 %</p> <p>Dk : 28</p>	<p>Matériau : Genfilcon A Fabrication : Moulage à l'état hydraté</p> <p>Teinte de manipulation : Bleutée Géométrie : Bicourbe</p> <p>Hydrophilie : 48 %</p> <p>Dk : 13</p>
<p>Epaisseur e_c : 0,07 mm (- 3,00)</p> <p>Dk/e_c : 40 (- 3,00)</p> <p>Diamètre \varnothing_{a0} :</p> <p>Diamètre \varnothing_T : 14,40 mm</p> <p>Rayons r_0 : 8,70 mm</p> <p>Puissance F'_v : Sphères : - 6,00 à plan par 0,25 d Cylindres : - 0,75 / - 1,25 / 1,75 d Axes : de 10° à 180° par 10°</p>	<p>Epaisseur e_c : 0,07 mm (- 3,00)</p> <p>Dk/e_c : 40 (- 3,00)</p> <p>Diamètre \varnothing_{a0} :</p> <p>Diamètre \varnothing_T : 14,20 mm</p> <p>Rayons r_0 : 8,50 et 9,00 mm</p> <p>Puissance F'_v : - 12,00 à - 6,00 d par 0,50 - 6,00 à - 0,50 d par 0,25 + 0,50 à + 6,00 d par 0,25</p>	<p>Epaisseur e_c : 0,105 mm (- 3,00)</p> <p>Dk/e_c : 27 (- 3,00)</p> <p>Diamètre \varnothing_{a0} :</p> <p>Diamètre \varnothing_T : 14,00 mm (-) 14,40 mm (+)</p> <p>Rayons r_0 : 8,40 / 8,80 mm (-) 9,10 mm (+)</p> <p>Puissance F'_v : - 9,00 à - 6,00 d par 0,50 - 6,00 à - 0,50 d par 0,25 + 0,50 à + 6,00 d par 0,25</p>	<p>Epaisseur e_c : 0,07 mm (- 3,00)</p> <p>Dk/e_c : 40 (- 3,00)</p> <p>Diamètre \varnothing_{a0} :</p> <p>Diamètre \varnothing_T : 14,00 mm (r_0 8,40 et 8,80) 14,40 mm (r_0 9,10 et 9,30)</p> <p>Rayons r_0 : 8,40 / 8,80 / 9,30 mm (-) 9,10 mm (+)</p> <p>Puissance F'_v : - 9,00 à - 6,00 d par 0,50 - 6,00 à - 0,50 d par 0,25 + 0,50 à + 6,00 d par 0,25 + 6,50 à + 8,00 d par 0,50 Pour r_0 8,80 : - 11,00 à - 9,00 d par 0,50</p>	<p>Epaisseur e_c : 0,07 mm (- 3,00)</p> <p>Dk/e_c : 18,5 (- 3,00)</p> <p>Diamètre \varnothing_{a0} :</p> <p>Diamètre \varnothing_T : 14,00 mm</p> <p>Rayons r_0 : 8,60 mm</p> <p>Puissance F'_v : - 9,00 à - 6,00 d par 0,50 - 6,00 à - 0,50 d par 0,25</p>
<p>Adaptation : Se référer au guide d'adaptation pour le choix de la puissance et de l'axe</p> <p>Type et durée de port : Port journalier Port prolongé (7 jours - 6 nuits)</p> <p>Renouvellement : Bimensuel si port journalier Hebdomadaire 7 jours / 6 nuits si port prolongé</p> <p>Entretien : Tous systèmes multifonctions recommandés Pas d'entretien si port prolongé</p> <p>Conditionnement : Coffret de 12 lentilles sous blister</p> <p>Indications : Astigmatisme</p>	<p>Adaptation : 1^{er} choix : 8,50 mm Si trop serré : 9,00 mm</p> <p>Type et durée de port : Port journalier</p> <p>Renouvellement : 1 jour</p> <p>Entretien : Non</p> <p>Conditionnement : Etui scellé (boîte de 30 et 90 lentilles de même puissance)</p> <p>Indications : Amétropie sphérique Presbytie monovision</p>	<p>Adaptation : 1^{er} choix : 8,80 mm Si trop plat : 8,40 mm</p> <p>Type et durée de port : Port journalier</p> <p>Renouvellement : 30 jours</p> <p>Entretien : Oui Contre indication : thermique</p> <p>Conditionnement : Etui scellé (boîte de 6 lentilles de même puissance)</p> <p>Indications : Amétropie sphérique Presbytie monovision</p>	<p>Adaptation : 1^{er} choix : 8,80 mm Si trop plat : 8,40 mm Si trop serré : 9,30 mm</p> <p>Type et durée de port : Port prolongé (7 jours - 6 nuits) Port journalier</p> <p>Renouvellement : Port prolongé (7 jours - 6 nuits) Port journalier : 14 jours</p> <p>Entretien : Port prolongé : non Port journalier : oui Contre indication : thermique</p> <p>Conditionnement : Etui scellé (boîte de 6 lentilles de même puissance)</p> <p>Indications : Amétropie sphérique Presbytie monovision</p>	<p>Adaptation : Diamètre et rayon uniques</p> <p>Type et durée de port : Port journalier</p> <p>Renouvellement : 30 jours</p> <p>Entretien : Oui Contre indication : aseptisation thermique</p> <p>Conditionnement : Etui scellé (boîte de 6 lentilles de même puissance)</p> <p>Indications : Myopie sphérique</p>