





Nom du produit	Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
BINOVA SALINE Simply Wear 	NOVACEL CONTACT	LS / LR	- Solution aqueuse isotonique, tamponnée - PHMB 0,00005% - EDTA	Rinçage après les différentes étapes de l'entretien ou avant la pose. Dissolution du comprimé de déprotéinisation. Utilisable avec les systèmes de décontamination thermique.	CE 0318	- 350 ml
LENS PLUS OcuPure 	AMO	LS / LR	- NaCl 0,85 % - Ocupure 0,005 %	Rinçage après les différentes étapes de l'entretien et avant la pose. Dissolution de comprimés de déprotéinisation	CE 0050	- Flacon de 120 ml - Flacon de 360 ml
POLYRINSE™ 	ALCON	LS / LR	- NaCl 0,9 % - Sans conservateur	Rinçage après les différentes étapes de l'entretien ou avant la pose. Décontamination thermique des lentilles de contact souples avec un dispositif de chauffage.	CE 0123	Boîte de 30 unidoses 15 ml
SOFT WEAR SALINE PLUS 	CIBA VISION	LS / LR	- Poloxamer 0,02 % - NaCl - Tampon A.B.S.	Nettoyage des lentilles à la dépose. Rinçage des lentilles avant/après chaque étape de l'entretien. Conservation des lentilles jusqu'à 30 jours.	CE 0086	Flacon de 360 ml